

TECAR BEAUTY ELITE

TECARTERAPIA ESTETICA

LA TECAR BEAUTY È UNA METODICA NON INVASIVA CHE CONTRASTA L'INVECCHIAMENTO E LE LASSITÀ CUTANEE. LE ONDE ELETTROMAGNETICHE PRODOTTE DAL DISPOSITIVO PENETRANO NEL DERMA RILASCIANDO CALORE NEI TESSUTI. QUESTO FA SÌ CHE VENGA STIMOLATA LA SINTESI DI NUOVO COLLAGENE ED ELASTINA MIGLIORANDO VISIBILMENTE LA COMPATTEZZA DELLA PELLE. INOLTRE IL CALORE PRODOTTO AIUTA LA MICROCIRCOLAZIONE, FAVORENDO UNA MIGLIORE OSSIGENAZIONE DEI TESSUTI. DISPOSITIVO PROFESSIONALE ADATTO A STUDI ESTETICI.

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione 7" display touch screen a colori

Potenza

50 W \pm 10% Capacitivo

25 W \pm 10% Resistivo

Frequenze di emissione

400 kHz, 448 kHz, 470 kHz, 700 kHz,

1000 kHz, 1200 kHz, \pm 10%

Modalità di trattamento

Capacitivo e Resistivo

Elettrodi Capacitivi

3 dimensioni \varnothing (30, 50, 70 mm)

Elettrodi Resistivi

3 dimensioni \varnothing (30, 50, 70 mm)

Alimentazione a rete

100-240 V AC, 50-60 Hz, 1.8 A

Dimensioni

515x340x170 mm

Peso

11,5 Kg

DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G6243

· 1 Unità di TECAR BEAUTY ELITE

· 1 Elettrodo di ritorno (piastra flessibile)

· 1 Manipolo Capacitivo monopolare con 3 elettrodi \varnothing (30, 50, 70 mm)

· 1 Manipolo Resistivo monopolare con 3 elettrodi \varnothing (30, 50, 70 mm)

· 1 Manipolo bipolare \varnothing (30 mm)

· 1 Confezione da 500 ml di crema conduttiva viso all'acido ialuronico

· 1 Confezione da 1000 ml di crema conduttiva linfo-drenante con escina, fucus e caffeina

· 1 Cavo di alimentazione

· 1 Manuale operativo



Nel rispetto del Decreto Interministeriale n. 206/2015, il dispositivo è adatto per essere utilizzato nei centri estetici.



TECAR BEAUTY ELITE

TECARTERAPIA ESTETICA

ELENCO PROGRAMMI ATLANTE ESTETICO

| VISO | GLUTEI | ATLANTE DEI TRATTAMENTI |
|-----------------------|----------------------|---|
| Rughe | Smagliature |  ATLANTE DEI TRATTAMENTI |
| Contorno Occhi | Rassodamento |  RESISTIVO |
| Cicatrici Da Acne | Cicatrici |  CAPACITIVO |
| Lifting | Drenaggio linfatico |  MULTIFREQUENZA |
| Couperose | Riduzione adipe |  MIOFASCIALI |
| Massaggio Rilassante | Cellulite edematosa |  MODALITÀ MANI LIBERE |
| DECOLLETE | Cellulite fibrosa |  BIPOLARE |
| Lifting | Cellulite sclerotica |  DISPLAY A COLORI |
| Cicatrici | Massaggio |  DISPLAY TOUCH SCREEN |
| Rassodamento | SCHIENA |  ALIMENTAZIONE A RETE |
| BRACCIO-MANO | Rassodamento | |
| Rughe | Cicatrici | |
| Rassodamento | Massaggio | |
| Ringiovanimento | Riduzione adipe | |
| Cicatrici | COSCE E GAMBE | |
| Smagliature | Smagliature | |
| Riduzione adipe | Rassodamento | |
| ADDOME-FIANCHI | Cicatrici | |
| Riduzione adipe | Drenaggio linfatico | |
| Rassodamento | Riduzione adipe | |
| Cicatrici | Cellulite edematosa | |
| Smagliature | Cellulite fibrosa | |
| | Cellulite sclerotica | |
| | Massaggio | |

Nell'Area Predefiniti-Estetica sono inoltre disponibili n° 13 programmi predefiniti relativi a specifiche patologie che possono essere ricondotti 5 diversi ambiti di trattamento.

| AMBITI TRATTAMENTO | PROGRAMMI | AMBITI TRATTAMENTO | PROGRAMMI |
|------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| Linfodrenaggio | 1 | Lassità cutanea | |
| Adiposità localizzate | | • Lieve | 1 |
| • Plica < 4 cm | 1 | • Moderata | 1 |
| • Plica 4-8 cm | 1 | • Grave | 1 |
| • Plica > 8 cm | 1 | Ringiovanimento viso-decollete | |
| Trattamento cellulite | | • Lieve | 1 |
| • Cellulite lieve | 1 | • Moderata | 1 |
| • Cellulite moderata | 1 | • Grave | 1 |
| • Cellulite grave | 1 | | |